# 拉曼光谱实验

#### PB19000132 苗立扬

摘要: 拉曼光谱(Raman spectra),是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家 C.V. 拉曼 (Raman) 所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法,可以用于物质的鉴别。本次实验中,我们分别学习不同分子拉曼光谱的分布与如何鉴别。我们利用已知的硅单晶矫正拉曼光谱测量仪器,并测量 CCl4 的拉曼光谱,总结其拉曼光谱特征;我们测量金刚石与碳化硅两种物理性质相似的物质,并结合数据为二者作区分。我们分辨出一号物质为碳化硅,二号物质为金刚石。

关键词: 拉曼散射、拉曼光谱、物质鉴别、光谱分析

# 1 引言

拉曼散射是单色光与分子或者晶体物质发生 非弹性散射的结果。介质分子本身振动或转动造成 入射光与介质分子之间交换能量,使得散射光频率 发生改变。于是研究拉曼光谱可以有效地研究分子 振动能级。拉曼光谱已经称为物质鉴定的有效手段。 其发展历程如下:

- 拉曼散射效应是印度物理学家拉曼 (C.V.Raman)于 1928年首次发现的,本 人也因此荣获 1930年的诺贝尔物理学奖:
- 1928 1940年,受到广泛的重视,曾是研究分子结构的主要手段。这是因为可见光分光技术和照相感光技术已经发展起来的缘故;
- 1940 1960 年,拉曼光谱的地位一落千丈。主要是因为拉曼效应太弱(约为入射光强的 10-6),并要求被测样品的体积必须足够大、无色、无尘埃、无荧光等等。所以到 40 年代中期,红外技术的进步和商品化更使拉曼光谱的应用一度衰落;
- 1960 年以后,激光技术的发展使拉曼技术得以复兴。由于激光束的高亮度、方向性和偏振性等优点,成为拉曼光谱的理想光源。随探测

技术的改进和对被测样品要求的降低,目前在 物理、化学、医药、工业等各个领域拉曼光谱 得到了广泛的应用,越来越受研究者的重视。

研究拉曼散射的光谱,称为拉曼光谱。拉曼光谱是分子或者凝聚态物质的散射光谱。如果光线射向透明物体,光与物体内的粒子发生碰撞时就产生了散射现象。大部分的散射光子与入射光具有相同的频率。具有不同频率的散射光现象就是拉曼散射。

自从把激光引入拉曼光谱仪后,拉曼光谱显示出多方面的优越性,得到迅速发展,形成了一个十分活跃的光谱学分支。特别是新型显微拉曼光谱仪采用先进的滤光技术和高效 CCD 探测器,克服了传统谱仪需要较大功率激光器,灵敏度低等不足,具有检测灵敏度高,时间短,样品无需制备等特点,其应用范围不断扩大,这里只介绍其中的部分应用。

- 物相的分析和表征: 如金刚石、石墨、微晶石墨、非晶碳等虽然同 是 C 元素,但是因其分子结构不同,所以其 拉曼光谱完全不同;
- 同位素分析:
  通常碳同位素 13C 富集于 CHCl3 中,在它的 拉曼谱中 670cm-1 的两个峰分属于 12CHCl3 和 13CHCl3,由它们的强度比 I13/(I12+I13)

可精确测定样品中 13C 的含量;

• 年代估计:

Bertoluzza 等对 28 个年代在 1750 1940 年之间的工艺玻璃杯进行了拉曼光谱分析,仅从拉曼峰的位置和强度并不能反映出与样品的年代有什么关系,但发现 1080cm<sup>-1</sup> 的拉曼峰的强度与位于高波数的荧光峰强度的比值与年代有关。

• 可以获得有机化合物的各种结构信息等。

# 2 实验原理

#### 2.1 拉曼光谱的产生

如果光线射向透明物体,光和物体内的粒子发生碰撞时就产生了散射现象。大部分的散射光子与构成物体的原子发生的都是弹性散射,即不存在能量的交换,和入射光具有相同的频率,但仍有少部分光子发生非弹性散射,能量发生改变。具有不同频率的散射光现象就是拉曼散射。

原子物理学告诉我们,能量的改变量应该正好 是原子电子的能级差。因此,拉曼散射可以揭示原 子内部一般的电子能级分布,故其可以用于物质的 鉴别。

拉曼散射是最弱的,通常小干入射光的 10-6。

#### 2.2 拉曼光谱的特点


实验得到的拉曼散射光谱图具有以下的特点:

- 1. 不同物质其拉曼光谱是不同的,就像人的指 纹,可以用于光谱表征
- 对同种物质,拉曼散射的频率差(拉曼位移) 与入射光频率无关,只与分子能级结构有关; 因此其作为表征振动-转动能级的特征物理 量,可以称为定性与结构分析的依据。
- 3. 拉曼散射与分子所处的状态无关
- 4. 斯托克斯线和反斯托克斯线对称分布于瑞利 线两侧, 通常是测 stokes 线

现有的实验技术都要实现尽量增强拉曼光,抑制其他干扰信号。于是现代实验多采用高强度,高单色性,高方向性的激光光源。

## 3 实验仪器与实验步骤

实验仪器 本次实验采用的拉曼光谱仪如下:



# 仪器使用注意事项

- 1. 保证使用环境:具备暗室条件;无强震动源、 无强电磁干扰;不可受阳光直射。
- 2. 光学器件表面有灰尘,不允许接触擦拭,可用气球小心吹掉。
- 3. 实验结束,首先取出样品进行回收或废弃处 理。
- 4. 注意激光器电源开、关机的顺序正好相反。


实验内容 1、了解 Raman 测试系统组成及要求。

- 2、学习使用拉曼谱仪并测量材料的拉曼光谱。
- 3、学习处理分析拉曼光谱数据。

# 4 实验数据分析

#### 4.1 测量 CCl<sub>4</sub> 分子的拉曼光谱

实验测得光谱如图:




图中有三条尖细的谱线是实验中的噪声,可以 忽略不计


# 4.2 测量金刚石和碳化硅的拉曼光谱,并通过拉曼光谱区分二者

测绘得到的光谱如下:

#### 一号物质:



#### 二号物质:



有关文献指出金刚石与碳化硅的拉曼光谱分 别为:




图 1 单晶金刚石的 Raman谱图




图3碳化硅纤维在制备过程中各阶段的拉曼光谱

将两张图的峰位信息与峰值波长进行对比,我 们可以分辨一号物质为碳化硅,二号物质为金刚石。

## 5 总结

本次实验中,我们学习了拉曼光谱仪的有关操作。我们在利用单晶硅矫正仪器的基础上,测量了 *CCl*<sub>4</sub> 的拉曼光谱特征;我们通过测量拉曼光谱,结合有关资料给出的碳化硅与金刚石的光谱,成功区分了这两组物理性质相似的晶体。通过本次实验,我们熟悉了拉曼光谱的特征与如何运用,为以后的生产生活打下坚实基础。

# 6 思考题

- 1、本实验所用拉曼光谱仪测试的为 stokes 部分,如何改变光路设置以能测试 anti-stokes 部分? 减小采集的光谱的波长。因为 anti-stokes 部分频率较高,波长较短。
- 2. 在拉曼光谱测量中有哪些可以改变的参数?测试过程中应注意什么? 样品的浓度,激光功率,以及软件中设置的参数(光谱采集时间等)

合适选择积分时间可以更好表示峰位特征。在 测量过程中应该注意防止激光照射眼睛,以及减少 对仪器的震动,以及对焦的时候要尽可能让光聚焦 在样品的剖面上。

3. 如何判断测试峰是 Raman 信号还是荧光信号 还是杂散信号? 选择不同激发波长, Raman 信

号频移不变波长改变, 荧光信号频移改变波长不变。如果是荧光信号, 则该谱线应该有一定宽度, 如果是杂散信号, 则该谱线会非常尖细。可以通过增加积分时间来区分杂散信号, Raman 峰和荧光峰度随积分时间增加 上升, 杂散信号不会, 甚会在重复测量后消失。

- 4. 为什么金属没有拉曼信号? 金属原胞中只有 1 个原子,所以只有声学支没有光学支,不容易产生极化率的改变,Raman 活性是根据极化率是否改变进行判断的,因而金属没有 Raman 活性。
- 5. 金刚石的 Raman 峰大约在  $1333cm^{-1}$ , 请 计算在 514.5nm 和 632.8nm 激光激发下绝对 波数? 利用公式计算激光波数,加入偏移后得到 514.5nm 下对应  $18103.35cm^{-1}$ ,632.8nm 下对应  $14469.78cm^{-1}$ .

## 鸣谢

感谢中国科学技术大学第一教学楼物理实验 教学中心提供的器材支持与教师指导

感谢朱庆庆同学和朱彤同学和助教在我有关 实验细节上的无私解答与帮助

## References

- [1] 拉曼光谱实验实验 PPT 中国科学技术大学物理实验教学中心 著
- [2] 拉曼光谱实验实验报告 朱庆庆 著
- [3] 拉曼光谱实验实验报告 朱庆庆 著